

# ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

## PRODUCT FEATURES

MM-01



En (Tampon) Width (Over all)	Boy (Tampon) Length (Over all)	Yükseklik Height
65 cm	185 cm	81,5 cm

MM-02

En (Tampon) Width (Over all)	Boy (Tampon) Length (Over all)	Yükseklik Height
65 cm	190 cm	77 cm

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Nano seramik kaplı, elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Kolay temizlenebilir özellikte iki parçalı yatma yüzeyi
- Manuel ayarlanabilen başucu kısmı (Rastomat)
- İmitasyon deri döşeme
- Şase kısmı demonte edilebilir özelliktedir
- 2 adet teleskopik raylı çekmece
- 18mm Sunta lam malzemeden imal çerçeve
- Havluluk

### TECHNICAL FEATURES

- Nano ceramic, electrostatic epoxy polyester powder metal parts
- Easy clean and compact two-piece laminate lying surface
- Manually adjustable backrest (With Rastomat)
- Leatherette covered lying platform
- Demounted-mounted main frame
- Two drawers with telescopic side mounted sliding rails
- 18mm thick chipboard lying surface
- Towel holder

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Nano seramik kaplı, elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Kolay temizlenebilir özellikte iki parçalı yatma yüzeyi
- Manuel ayarlanabilen başucu kısmı (Rastomat)
- Antibakteriyel şilte
- Katlanır ayak mekanizması
- Havluluk

### TECHNICAL FEATURES

- Nano ceramic, electrostatic epoxy polyester powder metal parts
- Easy clean and compact two-piece laminate lying surface
- Manually adjustable backrest (With Rastomat)
- Antibacterial mattress
- Foldable foot mechanism
- Towel holder